

# CryoSauna

زیبایی و سلامتی



شفا تجویز

کرایوسونا

CryoSauna



## کرایوسونا



اتاقک تک نفره برای کرایوتراپی کوتاه مدت و سیستماتیک :

- تقویت سیستم ایمنی بدن
- افزایش سرعت متابولیسم و گردش خون
- افزایش سلامتی و انرژی
- کاهش سلولیت و بهبود ظاهر پوست
- دارای کاربرد در زمینه های روماتولوژی، ارتوپدی، درمان سوختگی و همچنین کاهش درد، کاهش تنش عضلانی، کاهش تورم و کوتاه شدن زمان بهبودی پس از آسیب
- توصیه ویژه برای مبتلایان به عفونت های مختلف و ورزشکاران
- افزایش آرامش و سرزندگی و کاهش افسردگی، کوفتگی و یا خستگی

• تنظیم دما در محدوده ۱۴۰- تا ۱۶۰- درجه سانتی گراد

• تنظیم زمان در محدوده ۳۰ ثانیه تا ۳ دقیقه

• مجهز به صفحه ی بالابر (به منظور بیرون نگه داشتن سر از اتاقک و در نتیجه: تنفس از هوای اتاق اصلی، امکان استفاده توسط افراد مبتلا به claustrophobia و امکان صحبت با بیمار در طی درمان برای امنیت بیشتر)

• امکان باز شدن درب لولایی اتاقک سونا به راحتی و در هر زمان از مدت درمان

• مجهز به سیستم جریان هوا (خروج گاز مورد استفاده در پروسه خنک کردن کابین و به طور همزمان، تهویه هوای اتاق اصلی)

• طراحی هوشمندانه بیضوی و ناهمگن داخل کابین به منظور هم دمایی نقاط مختلف آن

نماینده انحصاری **JUKA** در ایران



• استفاده از نیتروژن مایع داخل مخزن های دیور برای سرد کردن کابین

• ایجاد دمای ۱۳۰- درجه تا ۱۹۰- درجه سانتیگراد در کابین بیمار

• اختلاط بخارهای نیتروژن مایع با هوای تازه

• تحریک سیستم ایمنی بدن و آغاز فرآیندهای بهبود دهنده در بدن

• محبوب طب ورزشی

• افزایش سلامتی و بهبودی سریعتر ورزشکار پس از تمرین های سخت، آسیب ها و فشارهای زیاد

• کاهش درد با تزریق مسکن داخلی اندورفین

• مورد استفاده در طب زیبایی، به منظور بهبود گردش خون، سلامت پوست، مبارزه با تغییرات ناشی از افزایش سن و حذف سموم از بدن

• مورد استفاده در حوزه پزشکی، به منظور بهبود یافتن بعد از بیماری یا عمل جراحی، درمان بیماری های پوستی، افزایش سلامت و بهبود عمومی در بیماری های مختلف

• اثراتی بسیار شبیه به اثرات ورزشی و تناسب اندام (افزایش شادی و نشاط در اثر افزایش اندورفین، بهبود توناژ عضلانی، افزایش متابولیسم، مبارزه با سلولیت و اضافه وزن و تقویت سیستم ایمنی بدن)



نماینده انحصاری **Cryomed** در ایران

### مشخصات فنی:

- منبع تغذیه:  $110-220 \pm 227V AC, 50/60 Hz$
- توان مصرفی: ماکزیمم ۱/۵ کیلو وات
- دمای کارکردی داخل کابین: از ۱۳۰- درجه تا ۱۹۰- درجه سانتی گراد که طی ۳۰ ثانیه حاصل می شود.
- مصرف نیتروژن مایع: برای خنک کردن اولیه تا ماکزیمم ۱۳۰- درجه سانتی گراد، ۳ کیلوگرم، برای یک جلسه از ۱ تا ۳ کیلوگرم (به طور متوسط ۱ کیلوگرم نیتروژن مایع به ازای هر یک دقیقه در یک جلسه) (مصرف مدل بزرگ تر + ۵ تا ۱۰ درصد)
- وزن: کمتر از ۳۸۰ کیلوگرم
- ابعاد کلی:  $900mm \times 1550mm \times 2450mm$  ( $2200mm$  without top)



Cryomed

### مشخصات فنی:

- محدوده دمایی کرایوسونا: از ۱۴۰- تا ۱۶۰- درجه سانتی گراد
- زمان شروع به کار کابین (تا رسیدن به درجه حرارت مورد نظر): ۴ تا ۸ دقیقه
- محدوده زمانی درمان در هر نوبت: ۱ تا ۳ دقیقه
- توان نامی خروجی: ۱/۵ کیلو وات
- منبع تغذیه: ۳ فاز ۴۰۰ ولت / ۵۰ هرتز
- مصرف نامی گاز برودتی:
- رسیدن کرایوسونا به درجه انجماد: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم
- در طول درمان: ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم بر دقیقه

### ابعاد کلی:

- عرض (زمانی که درب کابین بسته است): ۹۰۰ میلی متر
- عرض (زمانی که درب کابین باز است): ۱۵۰۰ میلی متر
- طول: ۱۴۷۰ میلی متر
- ارتفاع کل: ۲۴۴۵ میلی متر
- وزن اتاق (کابین با یک فرد در داخل): ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم



JUKA



## شفاتجهیز

تلفن: ۸۸۸ ۶۲ ۷۱۷ - ۸۸۸ ۶۶ ۳۲۲

دفتر مرکزی: تهران - خیابان شهید مطهری

نرسیده به سهروردی - پلک ۱۰۶ - واحد ۳