

CryoShaping

پکیج زیبایی و لاغری در چهار گام



شفاتجیهی



اولین دستگاه نیتروژنی دنیا با سنسور لیزری

چهار قدم تا زیبایی و سلامت :

۱. جوانسازی پوست با Cryofacial
۲. کاهش سلولیت و چربی موضعی با Cryostimulation
۳. Body wrapping با ژل آنتی سلولیت و جوانساز O'zone
۴. سم زدایی با درناژ لنفاوی منحصر به فرد

کام اول:

Cryofacial با دستگاه Cryo-T Elephant

استفاده از بخارهای نیتروژن مایع تحت فشار (دمای -130° - درجه سانتی گراد) در نواحی صورت و گردن به منظور:

- تحریک تولید کلاژن
- سفت و هموار شدن پوست
- افزایش حالت ارتجاعی پوست
- کاهش چروک ها و خطوط
- کاهش اندازه منافذ
- بهبود گردش خون
- کمرنگ شدن لک های تیره

Cryoshaping

ترکیب درمان های فیزیوتراپی و زیبایی برای کاهش سلولیت و چربی موضعی یک دروه درمانی اثرات زیر را تضمین می کند:

- سفت شدن پوست
- کاهش سایز
- کاهش وزن
- سم زدایی
- بهبود سلامت عمومی

مشخصات فنی دستگاه Cryo-T Elephant :

ماده سرمازا	نیتروژن مایع (LN2)
گنجایش مخزن دیور	۳۵ یا ۶۰ لیتر
دمای بخار	کاملاً قابل تنظیم از -125° تا -160° سانتی گراد
تنظیم شدت بخار	کاملاً قابل تنظیم
کنترل پنل	نمایشگر TFT لمسی، ۵/۶ اینچی
منبع تغذیه	۲۳۰ ولت AC، 50/60 Hz



گام دوم:

Cryo-T Elephant با دستگاه Cryostimulation

اعمال سرماى شديد (تا ۱۶۰- درجه سانتى گراد) به صورت بخارهاى نيتروژن، براى مدت زمان کوتاه به نواحى مورد نظر در بدن اثرات عمده:

- بهبود ۴ برابرى گردش خون و سيستم لنفاوى
 - اكسيژن رسانى و غذا رسانى به پوست و بافت هاى زير درم
 - سم زدائى
 - تسريع متابوليک (حتى تا ۴ ساعت پس از اتمام درمان)
 - سفت کردن پوست و کاهش سلوليت با تقويت الياف كلاژن و الاستين
 - افزايش توناژ عضلانى
- سرمايش کوتاه مدت، استفاده از "بخار" نيتروژن و نيز وجود سنسور دماى IR، تعبيه شده درون هندپيس سه عامل جلوگيرى از سرماسوختگى در اين دستگاه هستند. ساير دستگاه هاى خنک کننده در بازار (کرايولپوليزها) به دليل سرمايش طولانى و آرام، سبب کاهش چشمگيرى در فعاليت متابوليک بافت ها مى شوند که دقيقاً عکس کار تحريك کرايويى با استفاده از بخارهاى نيتروژن است.



گام سوم:

Body Wrapping با ژل O'zone (آنتى سلوليت و بازتوليد كلاژن)

- استفاده از ژل صد در صد طبيعى اوزون (O_3) با روش نوين اوزون سازى از روغن زيتون (تشكيل باند بين اوزون ها و روغن زيتون و توليد اوزونيد)
- نفوذ به عميق ترين لايه هاى پوست و ايجاد اثرى مثبت بر روى سلول هاى پوست
- جذب بسيار راحت تر مواد مغذى توسط پوست، پس از Cryostimulation
- پيچيده شدن بدن داخل فويل به منظور افزايش اثر ژل (عدم عبور هوا و در نتيجه جذب سريع تر ژل)
- کمک به افزايش متابوليسم و سوزاندن کالرى، هموار و مرطوب ساختن پوست و شدت بخشيدن به اثرات Cryostimulation

پيچيدن بدن



کاربرد ژل آنتى سلوليت



نماینده انحصاری **Metrum CryoFlex** در ایران

درناژ لنفاوی با استفاده از دستگاه BOA
تنها دستگاه ماساژ Vodder برای افزایش تغذیه ی بافت و سم زدایی



BOA Max ۲ با ۲۴ خروجی




مزایای درناژ لنفاوی با دستگاه BOA:

- درناژ لنفاوی مطابق با روش بهینه ماساژ Vodder و کنترل جداگانه کاف های فشار
- افزایش گردش خون و سیستم لنفاوی و در نتیجه:
- روشی عالی برای برای حذف مواد زائد از بدن (سم زدایی)
- بهبود غذا رسانی و اکسیژن رسانی به سلولهای بدن
- تسهیل نقل و انتقال گلبول های سفید خون و بهبود سیستم ایمنی بدن
- کاهش آمبولی و ادم (ورم)
- کمک به کاهش وزن
- افزایش اثربخشی های سایر درمان های لاغری (مانند رژیم های سم زدا، لیپولیز و کویتیشن)
- آرامش بخشی عمیق و اصلاح الگوی خواب
- بهبود ظاهر پوست



کاف های متعدد - بدون همپوشانی

کاف تکی



کافهای متعدد با همپوشانی - برای درناژ لنفاوی و ماساژ فشاری ترتیبی

مشخصات فنی BOA Max ۲:

- دارای ۶ الگوریتم ماساژ در حالت زیباسازی و
- ۱۲ الگوریتم ماساژ در حالت فیزیوتراپی
- دارای کاف های ۲۴ محفظه ای فشار با امکان کنترل جداگانه میزان فشار
- کاف های فشار ۱۲ محفظه ای برای پاها و دست ها و یا شلوار ۲۴ محفظه ای (برای دو پا، باسن و شکم) و ژاکت ۲۴ محفظه ای
- فشار متغیر از ۲۰ تا ۱۴۰ میلی متر جیوه (mmHg)

چرا Vodder؟

درناژ لنفاوی طبق روش ابداع شده توسط پزشک هلندی، Emil Vodder، شامل فشردن سازی ترتیبی (مطابق با فیزیولوژی گردش خون و لنف) قسمت های انتخاب شده بدن است: پاها، شکم، باسن. دستگاه BOA Max ۲ دارای ۲۴ کاف، تنها دستگاه ماساژ Vodder در کل دنیاست. سایر دستگاه های موجود در بازار، تنها شامل ماساژ نیوماتیک بدون درناژ لنفاوی مناسب هستند.



شفاتجهیز

تلفن: ۸۸۸ ۶۲ ۷۱۷ - ۸۸۸ ۶۶ ۳۲۲
دفتر مرکزی: تهران - خیابان شهید مطهری
نرسیده به سهروردی - پلاک ۱۰۶ - واحد ۳